




2. 조절부 사용방법

패드 사용방법



1. 사용하고자 하는 패드를 원하는 부위에 착용 합니다.

* 패드 작용 방법 : 21페이지 참조

2. 제품 본체 연결상태(전원케이블 및 패드 연결상태)를 확인하신 후 **전원버튼**을 누르십시오.



3. **온도버튼**을 누른 후 상/하 설정버튼을 이용하여 온도 설정을 할 수 있습니다.

* 온열은 복부패드, 족부패드, 멀티패드가 사용 가능 합니다.


* 온도설정 : 35~45°C 설정(최종 사용자 설정온도 저장)

* 기본설정 : 42°C

* 조절부 확대 이미지



2. 조절부 사용방법



* 조절부 확대 이미지

4. 모드버튼을 누른 후 상/하 설정버튼을 이용하여 1~6의 모드를 선택 할 수 있습니다.


- * 선택된 모드의 FND가 점멸 상태일때 설정이 가능 합니다.
- * 기본 모드 : 1

※ 모드별 패드 사용방법(권장사양)

모드	주파수	권장사용패드	권장 부위
1 모드	2~150Hz	복부/사각/좌우/발	전신
2 모드	5~30Hz	복부/사각/좌우	복부/허벅지/팔뚝
3 모드	30~70Hz	복부/발	복부/발
4 모드	20~119Hz	복부/사각/발	복부/등/발
5 모드	100~150Hz	멀티	엉덩이
6 모드	0~150Hz	복부/사각/좌우	전신




2. 조절부 사용방법



* 조절부 확대 이미지

5. 시간버튼을 누른 후 상/하 설정버튼을 이용하여 1~60분 까지 시간을 선택 할 수 있습니다.

- * 기본설정 : 30분
- * 1누름 1분단위 변화, 3초이상 누를 경우 5분 단위로 변화 합니다.
- * 설정된 시간이 지나면 자동으로 부저음이 울리면서 출력이 꺼집니다.




* 조절부 확대 이미지

6. 시작/정지버튼을 이용하여 자극 시작을 준비 합니다.






- * 설정시간이 지나기 전에 끝내려면 시작/정지버튼을 눌러 사용을 끝낼 수 있습니다.



2. 조절부 사용방법



7. 사용하고자 하는 패드를 선택 하여 버튼을 누르십시오.

- * 저주파 선택 방법 : 멀티패드() , 족부패드() , 사각패드 버튼 누름()
(한번누름 : 저주파, 두번누름 : OFF)
- * 저주파/초음파 선택방법 : 좌/우패드() , 복부패드() 버튼 누름
(한번누름 : 저주파, 두번누름, 초음파, 세번누름 : OFF)
- * 저주파/초음파별 LED 칼라
- 저주파 : 파란색 , 초음파 : 초록색
- * 복부/멀티패드는 동시 사용이 불가능 합니다.

8. 조절부 하단의 다이얼버튼을 이용하여 자기 몸에 맞게 강도를 조절 해 주십시오.

- * 저주파 강도 : 1~16단계, 초음파 강도 : 1~6단계
- * 사용중인 패드를 선택 후 강도조절 다이얼을 이용하면 사용중에도 강도를 조절하여 사용할 수 있습니다.